



FOREVERSOFT

Nombre del Equipo:

YF GMF 40



Descripción General del Equipo: El equipos Multifuncional GMF 40 es nuestro equipo más avanzado, este equipo combina 4 tecnologías en una sola unidad Laser YAG para remoción de Tatuajes, IPL para tratamientos de fotorrejuvenecimiento y depilación definitiva, el micro-beam para embellecimiento del busto (agranda y reafirma) y la Radio Frecuencia (RF) que combinada con el IPL hace tratamientos totalmente indoloros, mas efectivos y sin necesidad de ningún gel por su poderoso sistema de enfriamiento. Además cuenta con un sistema para probar tipos de piel y memoria de los tratamientos que hacen su operación más precisa y fácil.

Cuenta con un maneral de IPL mejorado con cinco filtros y un sistema de auto prueba para asegurar un tratamiento más seguro.

El maneral de embellecimiento de busto con cristal zafiro redondo especial para la delicada piel del busto, que no necesita reemplazos, tecnología de rayo infrarrojo de intercepción y la aplicación de la teoría de renovación para el área del busto en el aumento.

Teoría del Tratamiento: Este equipo combina cuatro tecnologías de punta:

1) El laser de YAG para la Eliminación de tatuajes que rompe en piezas muy finas la pigmentación en las lesiones de la piel (tatuaje) y las remueve usando la alta energía irradiada por el laser, a esto se le llama principio de explosión. Una parte del pigmento (en la superficie de la epidermis) será botado fuera del cuerpo al momento, mientras que la otra parte del pigmento (dentro del cromóforo) será dividido en pequeños gránulos que serán digeridos por las células fagocitas del cuerpo, mismas que serán expulsadas del cuerpo por el sistema linfático. El pigmento de los tejidos lesionados se volverá cada vez más plano hasta desaparecer, mientras el tejido circundante quedará sin marcas ni efectos, por que no absorberá el laser de una longitud de onda específica.

2) La tecnología japonesa denominada energía de micro-rayo(micro beam), la cual usa una luz especial de una longitud de onda particular que al excitar las formaciones de galactóforos y glándulas mamarias activa el nervio simpático, fortaleciendo la presión arterial de los vasos capilares en el busto y promueve la secreción de estrógeno, acelerando la micro-circulación, engrosando el tejido conectivo, solidificando las estructuras de soporte del ligamento suspensorio del pecho, mejorando la forma del cuerpo, despertando el re-crecimiento de las células del busto, e induciendo el desarrollo fundamental de la galactofera y las glándulas mamarias y hace que los lipócitos se reproduzcan, crezcan y aumenten en número, para alcanzar una efectividad real y natural.

www.foreversoft.info

ventas@foreversoft.info

Teléfonos: +52 (222) 1 30 88 67 y 2 69 01 51



FOREVERSOFT

3) Además de contar con el IPL (Luz Pulsada de Alta Intensidad) tecnología certificada por la CE (Comunidad Europea), la cual usa una luz especial de alta intensidad que en combinación con cristales de diferentes longitudes de onda que filtran la luz y con modificaciones en los parámetros de los pulsos, exposiciones, potencias, etc. permiten manipular la luz de tal forma que se puede usar para brindar diferentes tratamientos, de forma segura y efectiva.

4) La tecnología RF o Radio Frecuencia que combinada con el IPL hace que los tratamientos sean más efectivos e indoloros.

Rangos de tratamiento:

Remoción de Tatuajes por medio del principio de explosión que ayuda a eliminar Materia dermatosa de color y pigmentaciones mixtas, Ayuda a eliminar el pigmento rojo, azul, púrpura, café y otros tonos en la línea de la ceja y/o labios ceja así como también elimina tatuajes en otras zonas de la piel. También es útil para manchas por disfunciones hepáticas, *otas nevus*, marcas de nacimiento y otras coloraciones de la piel.

Embellecimiento del Busto: Pechos que caídos, de tamaño asimétrico. Senos hipo-genéticos, Senos que se han encogido después de la lactancia. Para evitar y ayudar a curar las enfermedades de los senos y los galactóforos así como también de las glándulas mamarias.

Depilación Definitiva del vello de prácticamente todo el cuerpo, excepto aquel que crece en zonas delicadas tales como en el interior de la nariz u oídos, y en algunos tejidos mucosos

Rejuvenecimiento de la Piel, Afecciones de la piel tales como el Cloasma, Manchas, quemaduras solares, Manchas de edad, Marcas de nacimiento, Marcas en la Piel por Escabiasis, Alergias, Acné, varicela, etc. también suaviza la piel, contrae poros, desaparece puntos negros y poros infectados, desaparece líneas de expresión, estrías pequeñas, marcas de nacimiento, pigmentación por problemas del hígado. Coloración por sangre coagulada, piel roja, manchas rojas, hiper-susceptibilidad en la piel. Casos Especiales: Cara, Face lifting, Venas de gestación (pañó), Nariz enrojecida por venas, Ojeras, Cura de foliculitis y pezones enrojecidos.

COSTO: 40,000 USD

Ficha Técnica:

Características	Parámetros Tecnológicos
Fuentes de Luz:	Luz de micro-rayo hecha en Japón con patentes mundiales Luz de Xenón a 3 ATM hecha en Alemania con patentes mundiales
Sistema de Control:	Chip de sistema de control (Actualizable). Con sistema interno de auto prueba para asegurar un tratamiento seguro.
Cabezal de Luz:	Poderosos cabezales de luz ergonómicos: Laser Yag, Super IPL y MB con 5 filtros y con rayo de salida de 8 X 40 mm (320 mm ²).

www.foreversoft.info

ventas@foreversoft.info

Teléfonos: +52 (222) 1 30 88 67 y 2 69 01 51

Cristal Transmisor de Luz:	Zafiro Pulido por sistemas de control numérico para garantizar su uniformidad y pureza óptica.
Enfriador Integrado para la Piel:	Para temperaturas de -8°C hasta 0°C (Se puede ajustar)
Filtros Incluidos:	<ol style="list-style-type: none"> 1) 420nm para Acne 2) 530nm para Manchas en Piel 3) 560nm para Rejuvenecimiento de la Piel 4) 585nm para Remoción Vasculuar 5) 640nm para Depilación Definitiva
Dimensiones Físicas:	56 X 45 X 108 cm.
Peso Neto:	48 Kg.
Peso Bruto:	76 Kg.
Requerimientos Eléctricos:	A elección del cliente: 220 Volts, 16 Amperes, 50 Hertzios 110 Volts, 16 Amperes, 60 Hertzios
Potencia:	1200 Watts

Políticas Comerciales:

- Precios en Dólares Americanos
- La compra del equipo requiere 75% de anticipo y 25% a la entrega.
- Los pagos de anticipo y pago final se harán con depósito a cuenta de cheques en HSBC, BANORTE, BANAMEX, BANCOMER o pago con Tarjeta de Crédito por medio de PAYPAL.
- El tiempo de entrega promedio a partir del momento de pago es de 15 a 20 días hábiles.
- Garantía por escrito por un año contra defectos de fábrica. Aplican costos de envío.
- Los precios pueden cambiar sin previo aviso.
- Precios No incluyen I.V.A.

Contactos:

Oficina: Recta a Cholula 530-54
San Andrés Cholula, Puebla, México
C. P. 72810 Tel.: (222) 2 69 01 51
Página web: www.foreversoft.info

- Ventas: Ing. Pedro García Verduzco
 - Teléfono directo: (222) 2 69 01 51
 - Marcación desde otros países: +52 (222) 2 69 01 51
 - Correo electrónico: pedrogarcia@foreversoft.info
- Operaciones, capacitación y taller: Ing. Edmundo Soriano
 - Número celular: Fuera de Puebla: 045 (222) 239 1917 en Puebla cambiar 045 por 044
 - Marcación desde otro país: +52 1 (222) 2 39 19 17
 - Correo electrónico: edmundosoriano@foreversoft.info